

Ficha técnica

Clave

1422



1. Descripción del producto:

Pasta de diamante

Color:	Blanco
Contenido:	5 g
Presentación:	Jeringa
Número de micras:	1
Concentración:	Alta
Especificación:	5 GRAMOS No.01 BLANCA
Base:	Agua



1. Aplicación

- Excelente para acabados de precisión en matrices de carburo de tungsteno y semiconductores, pulido óptico y metalográfico.
- Fabricado con alta concentración de diamante ultrafino de 1 micra.
- Pulen piedras naturales, semipreciosas, carburos cementados, metales duros, bronce y latón.



- En caso de contacto con los ojos enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos, en caso de exposición prolongada consulte a su médico.
- En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente y con abundante agua y jabón.
- No fumar, comer ni beber mientras su uso.
- La hoja de seguridad se encuentra disponible a solicitud.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Asegúrese de trabajar en áreas bien ventiladas y evite apilar el producto así como la formación de polvos.
- No exponga a fuentes de ignición.
- Evitar la liberación al medio ambiente

5. Almacenamiento

- Guarde este producto cerrado y sólo en el empaque original.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Tape perfectamente el producto y guárdelo en un lugar donde no esté expuesto a temperaturas drásticas que puedan alterar la composición química, mermando así la vida útil o el desempeño del producto.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.

www.austromex.com.mx